

Pessartherapie – Erfolgreich gegen Deszensus und Harninkontinenz

**Würfel-Pessar FRANK
ungelocht** HiMiVNr: 15.25.21.0036

Art.-Nr.	PZN		
106 920	03461 635	25 mm	Größe 0
106 921	03461 641	29 mm	Größe 1
106 922	03461 658	32 mm	Größe 2
106 923	03461 664	37 mm	Größe 3
106 924	03461 670	41 mm	Größe 4
106 925	03461 687	45 mm	Größe 5
106 926	06869 710	55 mm	Größe 6
106 927	06869 727	65 mm	Größe 7
106 928	06869 704	70 mm	Größe 8
106 929	06869 696	75 mm	Größe 9

**Würfel-Pessar FRANK
Siebform (gelocht)** HiMiVNr: 15.25.21.0037

Art.-Nr.	PZN		
106 820	04925 605	25 mm	Größe 0
106 821	04925 611	29 mm	Größe 1
106 822	04925 628	32 mm	Größe 2
106 823	04925 634	37 mm	Größe 3
106 824	04925 640	41 mm	Größe 4
106 825	04925 657	45 mm	Größe 5
106 826	06869 733	55 mm	Größe 6
106 827	06869 756	65 mm	Größe 7
106 828	06869 762	70 mm	Größe 8
106 829	06869 779	75 mm	Größe 9

**Schalen-Pessar FRANK
(mit biegsamer Faltzone)
ungelocht**

HiMiVNr: 15.25.21.0041

Art.-Nr.	PZN	Größe
106 741	03279 333	50 mm
106 742	03279 356	55 mm
106 743	03279 362	60 mm
106 744	03279 379	65 mm
106 745	03279 385	70 mm
106 746	03279 391	75 mm
106 747	03279 416	80 mm
106 748	03279 422	85 mm
106 749	03279 439	90 mm
106 750	03279 445	95 mm
106 751	03279 451	100 mm

**Schalen-Pessar FRANK
(mit biegsamer Faltzone)
Siebform (gelocht)**

HiMiVNr: 15.25.21.0038

Art.-Nr.	PZN	
106 241	03284 073	50 mm
106 242	03284 096	55 mm
106 243	03284 104	60 mm
106 244	03284 110	65 mm
106 245	03284 127	70 mm
106 246	03284 133	75 mm
106 247	03284 156	80 mm
106 248	03284 162	85 mm
106 249	03284 179	90 mm
106 250	03284 185	95 mm
106 251	03284 191	100 mm

**Schalen-Pessar nach Schatz
Siebform (gelocht)**

HiMiVNr: 15.25.21.0040

Art.-Nr.	PZN	
106 201	03500 140	50 mm
106 202	03500 157	55 mm
106 203	03500 163	60 mm
106 204	03500 186	65 mm
106 205	03500 192	70 mm
106 206	03500 200	75 mm
106 207	03500 217	80 mm
106 208	03500 223	85 mm
106 209	03500 246	90 mm
106 210	03500 252	95 mm
106 211	03672 734	100 mm

**Schalen-Pessar nach Schatz
ungelocht**

HiMiVNr: 15.25.21.0039

Art.-Nr.	PZN	
106 351	03671 982	50 mm
106 352	03671 999	55 mm
106 353	03672 007	60 mm
106 354	03672 013	65 mm
106 355	03672 036	70 mm
106 356	03672 042	75 mm
106 357	03672 059	80 mm
106 358	03672 065	85 mm
106 359	03672 071	90 mm
106 360	03672 088	95 mm
106 361	03672 094	100 mm

Ring-Pessar

Art.-Nr.	PZN	
106 701	04328 453	50 mm
106 702	04328 476	55 mm
106 703	04328 482	60 mm
106 704	04328 499	65 mm
106 705	04328 507	70 mm
106 706	04328 513	75 mm
106 707	04328 536	80 mm
106 708	04328 542	85 mm
106 709	04328 559	90 mm

Mutterring

Art.-Nr.	PZN	
106 901	04641 902	50 mm
106 902	04641 919	55 mm
106 903	04641 925	60 mm
106 904	04641 931	65 mm
106 905	04641 948	70 mm
106 906	04641 954	75 mm
106 907	04641 960	80 mm
106 908	04641 977	85 mm
106 909	04641 983	90 mm

**Umrechnungstabelle
Schalen-/Ring-Pessar**

50mm	=>	Würfel-Pessar
55 - 60mm	=>	Größe 0 — 25mm
60 - 70mm	=>	Größe 1 — 29mm
70 - 75mm	=>	Größe 2 — 32mm
80 - 85mm	=>	Größe 3 — 37mm
90 - 95mm	=>	Größe 4 — 41mm
100 - 105mm	=>	Größe 5 — 45mm
	=>	Größe 6 — 55mm

Auskunft und Info:



Büttner-Frank GmbH
Am Wolfsmantel 9-11
91058 Erlangen
- Germany -



**Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner**

Schalen-Pessar

Indikation:
Stressinkontinenz, leichte Senkungsbeschwerden - ein (wenn auch vermindert) tragfähiger Beckenboden sollte vorhanden sein.



Cerclage-Pessar

Indikation:
Für Schwangere, bei denen eine Entlastung und sakrale Ausrichtung des Muttermundes erzielt werden soll (Prophylaxe Frühgeburt, Mehrlingsgravidität, Senkungsklagen).

Zur Info: nicht im Sortiment!



Würfel-Pessar FRANK®

Indikation:
Stressinkontinenz, verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmutterensenkung, Beckenbodenschwäche, Harninkontinenz. Auch bei geringer Stabilität des Beckenbodens einsetzbar.



Material

Alle Büttner-Frank Pessare bestehen aus 100% verträglichem Silikon. Physiologisch unbedenklich, cadmiumfrei eingefärbt.






Mutterring

Indikation:
Stressinkontinenz, leichte Senkungsbeschwerden - ein (wenn auch vermindert) tragfähiger Beckenboden sollte vorhanden sein.



Ring-Pessar

Indikation:
leichte Stressinkontinenz und leichte Senkungsbeschwerden - ein (wenn auch vermindert) tragfähiger Beckenboden sollte vorhanden sein.



Verordnung

Unsere Pessare sind zugelassene medizinische Hilfsmittel. Für diese Hilfsmittel gibt es nach dem 1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz keine Budgetierung. Hilfsmittel bleiben Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir empfehlen für Hilfsmittel immer ein separates Rezept auszustellen, um das Budget nicht zu belasten. Die Indikation muss auf dem Rezept vermerkt sein.

Anpassung

Stützpessare dienen zur symptomatischen Behandlung von Lageveränderungen im Genitalbereich (z.B. Gebärmutterensenkung, -Verlagerung). Sieb-Pessare ermöglichen zusätzlich das Abfließen von Sekret und Blut und verhindern ein starkes Vakuum. Die Pessare werden in der Regel vom Arzt eingesetzt bzw. entfernt (mit Ausnahme der Würfelpessare).

Kontraindikation

- Lokale Infektionen: aktive Infektionen der Vagina oder des Beckenbereichs.
- sexuell aktive Frauen die nicht selbstständig das Pessar herausnehmen und wieder einsetzen können.

Reinigung und Pflege

Würfelpessare werden am Abend herausgenommen, mit lauwarmen Wasser abgespült und morgens wieder eingesetzt.

Kontaktieren sie uns
und bestellen Sie ihr Praxisset!



Pessare sind Hilfsmittel
und somit verordnungsfähig